REF M0431e

Milieu d'entretien prêt à l'emploi pour cellules MRC5 (2% sérum de veau foetal)

CONDITIONNEMENT
10 flacons de 100 mL

COMPOSITION DU MILIEU
- Minimum Essential Medium (MEM) 1X avec Glutamax
- 2 % de sérum de veau fœtal
- antibiotiques : Pénicilline et Streptomycine

STABILITÉ
Le milieu prêt à l'emploi est stable :
- 3 mois à + 2/8°C avant ouverture (se conférer à la date indiquée sur l'étiquette du flacon).
- 4 semaines après ouverture.

Remarque : A réception, le milieu peut être congelé à - 20°C et conservé ainsi pendant 6 mois. Le processus de décongélation doit être le moins agressif possible. Une décongélation lente (24 à 48 heures à + 2/8°C) est donc préférable à une décongélation au bain marie. Le milieu, une fois décongelé, est utilisable pendant 4 semaines.

UTILISATION
Ce produit est stérile, tous les consommables et produits utilisés lors de sa manipulation doivent être stériles.

Le milieu est conservé à + 2/8°C et est utilisé à + 37°C. Pour une bonne conservation il est nécessaire de limiter le nombre de cycles + 2/8°C / + 37°C. Ne chauffer que la quantité de milieu nécessaire.

NB **:** Il est possible que le milieu dans le flacon change de couleur au cours du temps. Ceci est dû à une légère modification du pH qui est sans conséquence sur la croissance cellulaire.

DOMAINE D'APPLICATION
Pour usage *in vitro* uniquement.
Ce milieu est spécifiquement conçu pour la culture des cellules MRC5.