

	Matériel	Délais	Livrable
<b>Etape 1</b> <i>Option</i> <b>Construction du vecteur d'expression</b>	Matériel fourni : séquence d'intérêt ou insert (ADN)	2 à 3 semaines (hors synthèse)	Vecteurs d'expression (si demandé)  Certificat d'analyse
<b>Etape 2</b> <b>Pilote d'expression</b>	A partir du vecteur développé en étape 1 ou à partir du vecteur fourni par le donneur d'ordre	2 à 3 semaines	Jusqu'à 5 mg  Rapport et certificat d'analyse
<b>Etape 3</b> <b>Expression large scale</b>	A partir du vecteur développé en étape 1  Par lot de 2 litres de culture, volume total dépendant de la quantité souhaitée	Selon quantité	Protéine purifiée en tampon phosphate ou TRIS, concentration, aliquotes  Pureté > 95% « enofree » si demandé  Envoi sous forme congelée  Rapport et certificat d'analyse